

AMPLATZ RENAL DILATOR SET

AMPLATZ RENAL DİLATÖR SET

- ↳ Used for renal dilatation before stone removal procedures
- ↳ High radiopacity
- ↳ Wide range of dilator options: 8F to 30F
- ↳ 4 Pcs sheath and 70 cm introducer catheter



- ↳ Perkütan taş çıkarma işlemi öncesi renal dilatasyon için uygundur
- ↳ Yüksek radyoopasite
- ↳ Geniş dilatör seçeneği 8F-30F
- ↳ 4 Adet kılıf ve 70 cm introducer kateter

Ref. No	Description	Size
GUDS-12	Amplatz Renal Dilator Set	8 F - 30 F